

Modalità d'uso per il Cuscino di Elevazione

- 1) Mettere il Cuscino di Elevazione (CE) alla testa del tavolo operatorio con la coperta di protezione **impermeabile (la coperta di protezione viene venduta separatamente)** (la protezione fornisce il conforto al paziente e permette di mantenere CE pulito). **Mettere il cuscino d'intubazione standard coperto con il vinile sul plateau / la parte piatta del Cuscino di Elevazione coperto con il vinile.** Collocare un lenzuolo ,di traverso,al di sotto del Cuscino di Elevazione. Se dopo l'intubazione il paziente deve essere mosso sul tavolo operatorio (nella posizione di lithotomy per esempio) sollevando lo con il lenzuolo, Il Cuscino di Elevazione e il paziente possono essere mossi insieme e il paziente rimane nella stessa posizione di *laryngoscopy* con la testa elevata.
'In English' : H.E.L.P. (**Head Elevated Laryngoscopy Position)**
- 2) Posiziona il tavolo operatorio in ~5-10 gradi in posizione 'back down'
(dopo di che il paziente può essere trasferito dalla barella al tavolo operatorio sul "livello piatto".)
- 3) Le spalle del paziente dovrebbero adagiarsi sulla curva superiore del **Cuscino di Elevazione.** La testa del paziente dovrebbe riposare sul cuscino di intubazione standard al margine superiore del Cuscino di Elevazione.
- 4) Dopo che il paziente riposa sul tavolo operatorio, sul **Cuscino di Elevazione e sul cuscino standard per l'intubazione,** aggiusta tavolo di~5-10 gradi su, se c'è bisogno.
- 5) Formare l'appoggio per le braccia con la gomma piuma e/o arrotolando una coperta o con **l'Appoggio di Elevazione per le Braccia (coperto con il vinile)(venduto separatamente)...l'articolo # 10-910-07**
- 6) **Mettere un cuscino 'regolare' dell'ospedale sotto le ginocchie del paziente.**

ATTENZIONE: DURANTE L'OPERAZIONE, ATTENTAMENTE OSSERVARE SE IL CUSINO DI ELEVAZIONE O IL PAZIENTE NON 'SCIVOLA' SE IL TAVOLO L'OPERATORIO È POSIZIONATO IN STEEP TRENDELENBERG

Nota: il campione di Troop Elevation Pillow fodero (con la barriera impermeabile) è incluso...per le ragioni di prevenzione alle infezioni : usare per ogni paziente il 'nuovo' fodero. ...tale fodero può essere acquistato separatamente(30 per scatola) l'articolo # 10-910-03

Distribuito da: Mercury Medical, Clearwater Florida www.mercurymed.com 1-800-237-6418

Sito internet con le istruzioni... www.troopelevationpillow.com


(Manufacturer)
CR Enterprises, LLC
4701 Augusta Drive
Frisco, Texas 75034

EC REP

Scanlon Group BV in the Netherlands
Tel: + 353 91 443609

Distributed by: Mercury Medical, Clearwater, Florida USA

CE



(Refer to instructions for use)